



MASKA KN95 FFP2 Z  
ZAWORKIEM CZARNA  
WIELOKROTNEGO UŻYTKU

STARA CENA: PLN

PROMOCJA: **1,05** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY



OPIS PRZEDMIOTU

**ORYGINALNA MASKA ZABEZPIECZAJĄCA KN95 FFP2 Z  
ZAWORKIEM**

# KN95

MULTIPLE PROTECTION

GB2026-2006



FILTRATION EFFICIENCY  $\geq 95\%$



Smog



Droplets



Bacterial



Allergen



## Certyfikowana Maska KN95 4-warstwowa, kolor czarny.

- zaworek wydechowy dla łatwiejszego oddychania
- zacisk nosowy pozwala na idealne, szczelne dopasowanie maski do twarzy
- elastyczna gumka zapewnia wygodę noszenia i dobre dopasowanie
- najlepsza ochrona antybakteryjna i antywirusowa
- wykonana z materiału antyalergicznego

**Półmaski filtrujące** są kompletnym sprzętem ochrony dróg oddechowych, składającym się **całkowicie z materiału filtrującego - polipropylenu.**

**Standard bezpieczeństwa to KN95, a skuteczność filtracji wynosi  $\geq 95\%$ .**


Przeznaczone do **ochrony układu oddechowego** przed nietrującymi ciekłymi i stałymi cząstkami tj. **smog, pyły, aerozole itp.**

**Współczynnik filtrowania cząstek stałych: PM 2,5.**

Maski są wygodne i dopasowują się do twarzy.

**Posiadają autentyczną deklarację zgodności CE i spełniają europejską normę GB2626-2006.**







#### 4 WARSTWY OCHRONNE

- **WARSTWA 1** - oddychająca izolacja z miękkiej włókniny, zapewnia komfort w noszeniu
- **WARSTWA 2** - materiał higroskopijny – kontrolujący wilgotność maski i zapobiegający przesiąkaniu płynów, chroni przez zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową.
- **WARSTWA 3** - gęsty filtry z włókniny typu Melt-blown stosowany w wysokiej jakości izolacjach tekstylnych. Filtrowanie antybakteryjne (3.0  $\mu\text{m}$ ), przeciwpyłowe, zatrzymywanie kurzu, dymu i nieolejowych cząstek stałych z powietrza.
- **WARSTWA 4** - nietkana włóknina – blokuje przenikanie większych szkodliwych cząstek z powietrza oraz mikroorganizmów.

#### PRAWIDŁOWE ZAKŁADANIE MASKI

- Przed założeniem maski dokładnie umyj oraz odkaż ręce
- Umieść maskę na twarzy klipsem do góry
- Trzymając jednocześnie za obie gumki, załóż je za uszy.
- Użyj obu rąk do zaciskania klipsa na nosie wokół mostka nosowego, aby upewnić się, że jest on dobrze dopasowany. Regulacja zaczepu nosowego jedną ręką może zmniejszyć skuteczność ochrony dróg oddechowych.
- Po założeniu należy sprawdzić przyleganie oraz szczelność maski.





#### **SPECYFIKACJA**

□ Wysoka jakość wykonania i lekka konstrukcja

- Standard KN95
- Skuteczność filtracji  $\geq 95\%$
- Cztery warstwy
- Zgodność z europejskimi normami
- Element usztywniający nosek wszyty między warstwy maseczki
- Maski przystosowane do stosowania przez ok. 3 dni. Możliwość wielokrotnego użytku po odpowiedniej dezynfekcji np. parą wodną.

**Dzięki odpowiedniemu kształtowi** miseczki maska zapewnia **idealne dopasowanie** niezależnie od kształtu i wielkości twarzy użytkownika.

**Z obu stron mocowana za pomocą delikatnych gumek.**

Maska posiada **metalowy klips**, dzięki któremu możemy idealnie dopasować ją do twarzy zapewniając tym samym bardzo dobrą szczelność.

**Maska posiada bardzo wysoki poziom filtracji 95%**







